

HYBENX®

Oral Tissue Decontaminant



HYBENX® gél

2x 1 ml

44 999 Ft

Az Egyesült Államokban működő, gyógyászati anyagokat gyártó EPIEN Medical, Inc. nem antibiotikum tartalmú, kémiai deszikkáló (szárító) anyagot hozott forgalomba HYBENX néven, mely része az úgynevezett Desiccation Shock Debridment (DSD) technológiának.

Antibiotikummentes, gyors, 10-30 másodperces eredményt biztosít.

A HYBENX® gél segíthet a makacs fogkő és elszíneződések eltávolításában.

A HYBENX dehidratálja és koagulálja a biofilmet, így azt könnyebb eltávolítani eszközökkel.

A HYBENX® gél molekuláris szinten képes a fertőzött szövetek felületén előforduló patogén biofilmet hatástalanítani. Teszi ezt úgy, hogy hatását csakis a megbetegedett szövetekre fejt ki anélkül, hogy a környező egészséges szöveteket károsítaná. A biofilm eltávolító képességét DNA, valamint immunhisztokémiai eljárások is igazolták. Ez a deszikkációs mechanizmuson alapuló eljárás általános, döntően természetes, fizikai, nem biológiai procedura.

A gél fő hatása, hogy eltávolítja a bakteriális biofilmet, és a fertőzött szöveteket, ezáltal elősegítve a szövetek gyógyulását.

A HYBENX® gél egy forradalmian új szövet-fertőtlenítő, széles felhasználási lehetőségekkel a prevenciós eljárásoktól a komplexebb beavatkozásokig.

A HYBENX® gél az alábbi fogászati betegségek kezelésére használható:

- Ínygyulladás (gingivitis)
- Parodontitis
- Periimplantitis
- Periodontális betegségek
- Szájüregi fekélyek és sebek kezelése
- Ciszták sebek kezelése
- Endodonciális kezelés
- Szájsebészeti beavatkozások utáni kezelés



Sturmann Klaudia +36 30 262 0005

Nagy Zsolt +36 20 326 0579

Iroda: +36 30 460 0403 +36 30 460 2607 info@implantsolution.hu www.ethoss.hu

A HYBENX® gél bevizsgált, I. osztályú orvostechnikai eszköz, amely CE, CR és FDA tanúsítvánnyal rendelkezik. Az összetételében lévő kénsav vízmegkötő tulajdonságát felhasználva a biofilmet hatékonyan és gyorsan kiszáritja, megkönnyítve annak eltávolítását. Ezzel az eljárással csökkenthető a fájdalom, valamint kezelhető, vagy megelőzhető a fertőzés és a gyulladás.

A HYBENX gél nem transzparens lila színű anyag. Vizes oldata szulfonált fenolos vegyületeket és kénsavat tartalmaz.

Kontraindikált kén allergiás páciensek esetén.

Használati utasítás:

Periimplantitis esetén

- Száritsa meg az implantátumot
- Vigye fel a HybenX®-et kanül segítségével az implantátum köré
- Várjon 10–30 másodpercet
- Távolítsa el a HybenX®-et szívással, majd öblítse le vízzel, amíg tiszta nem lesz

Fogkő eltávolítása

- Száritsa meg a fogat
- Vigye fel a HybenX®-et kanül segítségével a fogköves területre
- Várjon 10–30 másodpercet
- Távolítsa el a HybenX®-et szívással, majd öblítse le vízzel, amíg tiszta nem lesz

Gyökércsatorna tisztítása

- Száritsa meg a csatornákat
- Injektálja be a HybenX®-et a csatornák legmélyebb részébe kanül segítségével, a feltöltést az üreg tetejéig végezve
- Ossa el egy endodontikus tágitóval, hogy a HybenX® a csatornába kerüljön
- Várjon akár 60 másodpercet
- Távolítsa el a HybenX®-et szívással, majd öblítse le vízzel, amíg tiszta nem lesz

Parodontális kiegészítő tisztítás

- Száritsa meg a fogat
- Vigye fel a HybenX®-et kanül segítségével a fogkő-eltávolítás után, ahol szükséges. Szuperingiválisan és subgingiválisan a parodontális tasakok aljáig
- Várjon 10–30 másodpercet
- Távolítsa el a HybenX®-et szívással, majd öblítse le vízzel, amíg tiszta nem lesz

